

テクニカルインフォメーション 固定化金属イオンアフィニティー担体、カラム

製品	ベース担体	製品タイプ	平均粒子径 (μm)	結合容量 /ml ゲル	pH 耐性
Ni Sepharose High Performance	Sepharose High Performance	ボトル担体、HiTrap, スピンカラム、マイクロタイタープレート	34	15 μmol Ni ²⁺ (プレチャージ)	3 ~ 12
Ni Sepharose 6 Fast Flow	Sepharose 6 Fast Flow	ボトル担体、HiTrap、HiPrep、自然落下用プレパックカラム、マイクロタイタープレート	90	15 μmol Ni ²⁺ (プレチャージ)	3 ~ 12
IMAC Sepharose High Performance	Sepharose High Performance	ボトル担体、HiTrap	34	15 μmol Ni ²⁺	3 ~ 12
IMAC Sepharose 6 Fast Flow	Sepharose 6 Fast Flow	ボトル担体、HiTrap、HiPrep、HiScreen	90	15 μmol Ni ²⁺	3 ~ 12
Chelating Sepharose High Performance	Sepharose High Performance	HiTrap	34	23 μmol Cu ²⁺	3 ~ 13
Chelating Sepharose Fast Flow	Sepharose 6 Fast Flow	ボトル担体	90	30 ~ 37 μmol Zn ²⁺	3 ~ 13