



- レーン 1 : Low Molecular Weight Calibration Kit (LMW)
- レーン 2 : Starting material, cytoplasmic extract, dil. 1:20
- レーン 3 : Flow-through, dil. 1:10
- レーン 4 : Wash
- レーン 5 : Eluted GST-(His)₆, dil. 1:20
- レーン 6 : Eluted GST-(His)₆, dil. 1:10
- レーン 7 : GST standard, 0.5 mg/ml
- レーン 8 : LMW

HisTrap KitとFPLCを用いて cytoplasmicから抽出された histidine-tagged glutathione S-transferase を PhastGel 10-15 で電気泳動し、PhastGel, Protein Silver Staining Kit で染色しました。