

グラジエント容量選択ガイド

電気泳動装置	ゲル枚数	ゲルキャスター	ゲル溶液量		
			0.75 mm ゲル厚	1.00 mm ゲル厚	1.50 mm ゲル厚
SE 600 Ruby, SE 400	10	Multiple Gel Caster 18 × 16 cm (80-6182-79)	222 ml	278 ml	390 ml
SE 600 Ruby, SE 400	4	Gel Caster Kit, 4 Gels, 18 × 16 cm (80-6191-34)	63 ml	85 ml	130 ml
SE 260	4	Mighty Small 4-Gel Caster, 10 × 10.5 cm (80-6146-12)	29 ml	37 ml	54 ml