

## 仕様一覧表

機種	最大出力 電圧 (V)	電流 (mA)	電力 (W)	プログラ ム数	ステップ/ プログラム	電圧 グラジエント	停止制御パラメーター	制御モード	コネクタの形状
EPS 301	300	400	80	—	1	×	時間：1 min ~ 24 h	定電圧、定電流 自動クロスオーバー	中・低電圧用スタンダード 4 mm ピン
EPS 601	600	400	100	3	1	×	時間：1 min ~ 500 h	定電圧、定電流、定電力 自動クロスオーバー	中・低電圧用スタンダード 4 mm ピン
EPS 1001	1,000	400	100	3	1	×	時間：1 min ~ 500 h Vh：1 Vh ~ 500 kWh	定電圧、定電流、定電力 自動クロスオーバー	高電圧用スタンダード 2 mm ピン
EPS 3501	3,500	150	100	3	1	×	時間：1 min ~ 500 h Vh：1 Vh ~ 500 kWh	定電圧、定電流、定電力 自動クロスオーバー	高電圧用スタンダード 2 mm ピン
EPS 3501XL	3,500	400	200	9	9	○	Ah：1 mAh ~ 50 Ah (各ステップごとに設定可能)	定電圧、定電流、定電力 自動クロスオーバー	高電圧用スタンダード 2 mm ピン
EPS 2A200	200	2,000	200	—	1	×	時間：1 min ~ 999 min	定電圧、定電流	中・低電圧用スタンダード 4 mm ピン