

ストリップホルダー — 選択ガイド

Strip Holder



Cup Loading Manifold



目的

膨潤から泳動までを自動化し、
簡便に泳動を行いたい場合に

塩基性側の分離を改善し、かつ多数の
Immobiline DryStripを泳動したい場合に

泳動可能な最大ストリップ本数

12本

12本

販売単位

1本または6本

1台 (12本)

サンプル添加

膨潤液と混合して添加
膨潤後に添加

膨潤液と混合して添加
可動式サンプルカップで添加

対応Immobiline DryStrip長

7、11、13、18、24 cm

7、11、13、18、24 cm

膨潤

Strip Holder内で可能

IPGbox (別売) で膨潤

膨潤から泳動までの自動化

可能

不可

注) いずれのストリップホルダーの場合でも、同時に複数の Immobiline DryStrip を泳動する場合は、長さ と pH レンジを同一にそろえる必要があります。