

ÄKTAdesign用インレットフィルター、交換用パーツ

旧型 (18111315、販売終了品)

新型 (11000407、現行品)

フィルター外径は25 mmです。チュービング外径に応じたコネクター及びフェラルを用いてチュービングを固定します。



フィルター外径は15 mmです。外径1/8インチまたは3/16インチチュービングを直接挿入し、ねじ込んで固定します。

交換用パーツ (フィルター) は
18111442になります。

11000414になります。

内容物

18111442 : ネット10個、フィルター10個

11000414 : ネット5個、フィルター5個



Cytiva (サイティバ)
グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社
バイオダイレクトライン
TEL : 03-5331-9336 FAX : 03-5331-9370
e-mail : Tech-JP@cytiva.com