

ポリプロピレン・モデル	×DM-50	×DM-100	×DM-200	×DM-500	
ステンレス・モデル	×DM-50-S	×DM-100-S	×DM-200-S	×DM-500-S	×DM-1000-S
ジャケット・モデル	×DM-500-T	×DM-100-T	×DM-200-T	×DM-500-T	×DM-1000-T
定格処理容量	50 L	100 L	200 L	500 L	1000 L
処理容量 範囲	17~55 L	28~125 L	44~246 L	76~571 L	117~1019 L
寸法 (W×D×H)	39.4 × 39.4 × 39.4 cm (コンテナ内寸) 68.6 × 57.2 × 114.3 cm (ポリプロピレン・モデル外寸) 84.8 × 54.3 × 106.7 cm (ステンレス・モデル外寸) 84.8 × 54.3 × 106.7 cm (ジャケット・モデル外寸)	50.8 × 50.8 × 50.8 cm (コンテナ内寸) 83.8 × 69.9 × 104.1 cm (ポリプロピレン・モデル外寸) 85.1 × 61 × 106.7 cm (ステンレス・モデル外寸) 94 × 67.9 × 106.7 cm (ジャケット・モデル外寸)	63.5 × 63.5 × 63.5 cm (コンテナ内寸) 96.5 × 82.6 × 101.6 cm (ポリプロピレン・モデル外寸) 94 × 67.3 × 106.7 cm (ステンレス・モデル外寸) 97.8 × 67.9 × 106.7 cm (ジャケット・モデル外寸)	83.8 × 83.8 × 83.8 cm (コンテナ内寸) 118.1 × 102.9 × 121.9 cm (ポリプロピレン・モデル外寸) 122.6 × 89.5 × 144.1 cm (ステンレス・モデル外寸) 128 × 97.5 × 144.1 cm (ジャケット・モデル外寸)	104.1 × 104.1 × 104.1 cm (コンテナ内寸) 140.3 × 109.9 × 144.1 cm (ステンレス・モデル外寸) 148.9 × 120.7 × 144.1 cm (ジャケット・モデル外寸)
重量	52 kg (ポリプロピレン・モデル) 68 kg (ステンレス・モデル) 91 kg (ジャケット・モデル)	65 kg (ポリプロピレン・モデル) 82 kg (ステンレス・モデル) 107 kg (ジャケット・モデル)	83 kg (ポリプロピレン・モデル) 140 kg (ステンレス・モデル) 173 kg (ジャケット・モデル)	138 kg (ポリプロピレン・モデル) 180 kg (ステンレス・モデル) 228 kg (ジャケット・モデル)	275 kg (ステンレス・モデル) 359 kg (ジャケット・モデル)
電源電圧	115 V or 230 V (50/ 60 Hz)				
運転温度	2~60℃				