

2023年9月吉日

お客様ならびに代理店各位

Cytiva（サイティバ） 製品販売終了のご案内

拝啓

貴社、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

さて、このたび下記に示します製品について、在庫が無くなり次第販売を終了させていただきます。

販売終了製品の詳細につきましては、「別表 1」にてご確認ください。詳細については、弊社バイオダイレクトライン（03-5331-9336）までお願いいたします。

※代理店の皆さまにおかれましては、当該製品をお使いのお客様へこの旨お伝えくださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

■ 「別表 1」：対象製品

製品名	コード番号	代替推奨品
AV12 0.2uM PP 50/PK	AV125EPP	AV125EAQU
AV12 0.45uM PP 50/PK	AV125UPP	AV525UAQU
MUP 0.2uM PP 100/PK	UN203NPEPP	UN203NPERC または、UN203NPEAQU
MUP 0.2uM PP 1000/PK	UN503NPEPP	UN503NPERC または、UN503NPEAQU
MUP 0.45uM PP 100/PK	UN203NPUPP	UN203NPURC または、UN203NPUAQU
MUP 0.45uM PP 1000/PK	UN503NPUPP	UN503NPURC または、UN503NPUAQU
MUP AMB 0.2uM PP 100/PK	UN203APEPP	UN203APEAQU
MUP AMB 0.45uM PP 100/PK	UN203APUPP	UN203APUAQU
MUP G2 0.2uM PP 100/PK	GN203NPEPP	GN203NPERC または、GN203NPEAQU

■ 「別表 1」：対象製品 続き

製品名	コード番号	代替推奨品
MUP G2 0.2uM PP 100/PK + HC	GN203NPEPPSP	GN203NPERCSP または、 GN203NPEAQUSP
MUP G2 SS 0.2uM PP 100/PK	GS203NPEPP	GN203NPERC または、GN203NPEAQU
MUP SS 0.2uM PP 100/PK	US203NPEPP	US203NPEAQU
MUP SS 0.2uM PP 1000/PK	US503NPEPP	US503NPEAQU
MUP SS 0.45uM PP 100/PK	US203NPUPP	US203NPUAQU
MUP SS 0.45uM PP 1000/PK	US503NPUPP	US503NPUAQU
MUPG2 SS 0.2uM PP 100PK+HC	GS203NPEPPSP	GS203NPEAQUSP または、 GN203NPERCSP
PURADISC 25/0.2 PP 1000/PK	6790-2502	6774-2502 または、6746-2502
PURADISC 25/0.2 PP 200/PK	6788-2502	6773-2502 または、6747-2502
Whatman GD/X 25/0.2 NYL S 150/PK	6869-2502	6870-2502 または、6871-2502
Whatman GD/X 25/0.45 NYL S 150/PK	6869-2504	6870-2504 または、6871-2504
Whatman GD/X 13/0.2 PP 150/PK	6878-1302	6872-1302 または、6880-1302
Whatman GD/X 13/0.45 PP 150/PK	6878-1304	6872-1304 または、6880-1304
Whatman GD/X 25/0.2 PP 150/PK	6878-2502	6887-2502、6872-2502 または、6880- 2502
Whatman GD/X 25/0.45 PP 150/PK	6878-2504	6882-2504、6872-2504 または、6880- 2504
Whatman GD/X 25/0.45 PP 1500/PK	6879-2504	6883-2504、6873-2504 または、6881- 2504
Whatman GD/XP 25/0.45 PP 150/PK	6978-2504	なし
Whatman PURADISC 13/0.2 PP 100/PK	6788-1302	6772-1302 または、6779-1302
Whatman PURADISC 13/0.2 PP 500/PK	6785-1302	6773-1302 または、6792-1302
Whatman PURADISC 13/0.45 PP 100/PK	6788-1304	6772-1304 または、6779-1304
Whatman PURADISC 13/0.45 PP 500/PK	6785-1304	6773-1304 または、6792-1304
Whatman PURADISC 25/0.2 PP 50/PK	6786-2502	6772-2502 または、6746-2502

■ 「別表 1」：対象製品（続き）

製品名	コード番号	代替推奨品
Whatman PURADISC 25/0.45 PP 50/PK	6786-2504	6772-2504 または、6746-2504
SOLVENT IFD 0.2 PP 10/PK W/O	6725-5002	6726-5002
SOLVENT IFD 0.2 PP 10/PK WO/O	6725-5002A	6726-5002

- ※ すべての代替推奨品は、耐薬品性や吸着性が変わる可能性があるため、事前確認をしてください。
- ※ 水溶液ろ過の場合は、弊社ウェブサイトから Whatman PURADISC と Whatman GD/X の「親水性セットサンプルパッケージ」をご請求いただき、予備検討をおこなってください。
- ※ 6725-5002 と 6725-5002A から 6726-5002 へ切り替えの前に耐薬品性をご確認ください。一般的にクロマトで使用されるアセトニトリルやメタノールに対する耐薬品性は確認されています。
- ※ 耐薬品性は FAQ (<https://faq.cytivalifesciences.co.jp/>) にて「Whatman 耐薬品性」を検索し、検索結果中の「resistance.pdf」をご参照ください。

以上

Cytiva（サイティバ）

バイオダイレクトライン（製品問合せ対応窓口）

TEL : 03-5331-9336 e-mail : Tech-JP@cytiva.com

法人名 : グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社