


組織分散用酵素 : Dissociation Enzyme Mix お客様の声 : ご投稿画像・データ

お客様の声No.011 東京大学 医科学研究所 臨床ゲノム腫瘍学分野 磯部 友見子様、山口 貴世志様




盲腸がん




Cecal Ca



0.1 g





Enzyme A & B
(37°C, 30 min)



Enzyme A

8.7×10^5


オルガノイド形成 : Δ (×)



Enzyme B

6.3×10^5

オルガノイド形成 : \odot



※掲載している内容はあくまでご使用いただいたお客様のサンプル・実験条件に基づくものであり、製品の品質を保証するものではないことをご了承ください。また、投稿いただいた内容のうち、実験手法に関する箇所は弊社推奨の使用方法を個別に検討・改善された結果を含んでいる場合があります。ご参考にされる場合は、お客様各位の責任において実施していただきますようお願い申し上げます。

<https://www.cytivalifesciences.co.jp/technologies/tissue-dissociation/voc/dissociation-enzyme/index.html>